


Anti-Acc1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13085

Artikelnummer: CM0015586



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ACC1 (Acetyl-CoA-Carboxylase 1), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Für Studien zur Fettsäurebiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	31
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2266-2346 des humanen ACC1 (NP_942133.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13085
Proteingewicht	266 kDa
Versand	Eispackung