


## Anti-Acd Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ap0

Artikelnummer: CM0017125



### Einführung

Anti-ACD Kaninchen-Polyclonale Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA mit humanen Proben. Zielt auf das Shelterin-Protein ACD (PIP1/PTOP/TPP1), das an der Erhaltung und dem Schutz von Telomeren beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | ACD Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Anmerkungen/Aliase | PIP1; PTOP; TPP1; TINT1; ACD                                                                                               |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                     |
| GenID (menschlich) | 65057                                                                                                                      |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 von humanem ACD (NP_001075955.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                     |
| SWISS              | Q96AP0                                                                                                                     |
| Proteinmasse       | 49 kDa                                                                                                                     |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                 |