


Anti-Ace1-Polyklonaler Antikörper - P12821

Artikelnummer: CM0028226



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ACE1 (Angiotensin-konvertierendes Enzym) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für kardiovaskuläre und neurobiologische Forschung. Proteingewicht: 150 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1636
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 554-758 von humanem ACE1 (NP_000780.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12821
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Eisbeutel