

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Ace2-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Artikelnummer: CM0010087



Einführung

Monoklonaler ACE2-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist das 92-kDa-Angiotensin-konvertierende Enzym 2, ein wichtiger Regulator der kardiovaskulären Homöostase und Rezeptor für SARS-CoV-2. Ideal für die Erforschung des Renin-Angiotensin-Systems und von Coronaviren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACE2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ACEH; ACE2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	59272
GeneID	59272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-740 des menschlichen ACE2 (NP_068576.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYF1
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlakku