

Anti-Ace2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Artikelnummer: CM0016961



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes ACE2, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt ACE2 aus Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen des Renin-Angiotensin-Systems und des SARS-CoV-2-Rezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ACE2-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	ACEH; ACE2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	59272
GeneID	59272
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 18-740 des humanen ACE2 (NP_068576.1) entspricht
Wirtsorganismus	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYF1
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel