

Anti-Ace2 Rabbit Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Artikelnummer: CM0002738



Einführung

CamelBio liefert Anti-ACE2 Rabbit PolymAb® (Q9BYF1), validiert in WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem ACE2, einem Schlüsselenzym des Renin-Angiotensin-Systems und Rezeptor für SARS-Coronaviren. Ideal für kardiovaskuläre und Infektionskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ACE2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ACEH
Spezies	Mensch
GenID	59272
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYF1
Proteingewicht	53 kDa/92 kDa
Versand	Eisbeutel