

Anti-Acha4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43681

Artikelnummer: CM0003872



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ACHA4 (CHRNA4), validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert endogene ACHA4-Spiegel in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACHA4 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
Spezies	Human
GeneID (Human)	1137
GeneID	1137
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 des humanen ACHA4 (P43681) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43681
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel