


Anti-Ache Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P22303

Artikelnummer: CM0029485



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliche Acetylcholinesterase (ACHE, P22303). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die C-terminale Region ab, um membrangebundene und lösliche Formen zu detektieren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACHE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YT; ACEE; ARACHE; N-ACHE; ACHE
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	43
GenID	43
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 398-617 von menschlichem ACHE (NP_056646.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22303
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel