


Anti-Ackr3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25106

Artikelnummer: CM0018301



Einführung

Anti-ACKR3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges ACKR3 (CXCR7/RDC1), einen atypischen Chemokinrezeptor, der Chemokinspiegel und den MAPK-Signalweg reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACKR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159; ACKR3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	57007
Gen-ID	57007
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des humanen ACKR3 entspricht (NP_064707.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25106
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche