


Anti-Acly Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If, Elisa - P53396

Artikelnummer: CM0017545



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ACLY (ATP-Citrat-Synthase). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Stoffwechselforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACLY Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Art	Mensch
GenID (Mensch)	47
GenID	47
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 752-1101 des menschlichen ACLY (NP_001087.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53396
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel