


Anti-Acly Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P53396

Artikelnummer: CM0005047



Einführung

Anti-ACLY Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-ACLY. Geeignet für die Erforschung des Lipidstoffwechsels, des Krebsstoffwechsels und von Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	ACLY Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Spezies	Human
GeneID (Human)	47
GeneID	47
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 752-1101 des humanen ACLY enthält (NP_001087.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P53396
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel