


Anti-Aconitase 1 (Aco1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21399

Artikelnummer: CM0026701



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Aconitase 1 (ACO1/IRP1) für WB und ELISA. Validiert in Human-, Maus- und Rattenproben. Essentiell für die Eisenstoffwechsel- und Citratzyklus-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aconitase 1 (ACO1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Spezies	Human
GeneID (human)	48
GeneID	48
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen Aconitase 1 (ACO1) (P21399) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P21399
Protein-Gewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel