


Anti-Aconitase 1 (Aco1) Polyklonaler Antikörper Für Wb - P21399

Artikelnummer: CM0025509



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Aconitase 1 (ACO1, auch IRP1) für Western Blot und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Erkennt ein 98 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aconitase 1 (ACO1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	48
GenID	48
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-170 von humanem Aconitase 1 (ACO1) (NP_002188.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21399
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel