

Anti-Aconitase 2 (Aco2) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99798

Artikelnummer: CM0006146

Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches Aconitase 2 (ACO2) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion von mitochondrialen Enzymen des TCA-Zyklus und verwandter neurodegenerativer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aconitase 2 (ACO2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50
GenID	50
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von menschlichem Aconitase 2 (ACO2) (Q99798) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99798
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel