

Anti-Aconitase 2 (Aco2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99798

Artikelnummer: CM0026798

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Aconitase 2 (ACO2), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu mitochondrialem Stoffwechsel und TCA-Zyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aconitase 2 (ACO2) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	50
Gen-ID	50
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 501-780 von menschlichem Aconitase 2 (Aconitase 2 (ACO2)) (NP_001089.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99798
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel