

Anti-Acot8 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14734

Artikelnummer: CM0017374

Einführung

ACOT8 Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA in menschlichen Proben. Zielt auf Acyl-CoA-Thioesterase 8 (ACOT8) ab, ein peroxisomales Enzym, das an Fettsäurestoffwechsel, Gallensäureverarbeitung und Wirts-Virus-Interaktionen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACOT8 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	hTE; NAP1; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACTE; hACTE-III; ACOT8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10005
GenID	10005
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 von menschlichem ACOT8 (NP_005460.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14734
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel