

Anti-Acox1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15067

Artikelnummer: CM0007482

Einführung

Hochwertiger ACOX1 Kaninchen mAb für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spezifisch für menschliches, murines und ratte Peroxisomales Acyl-CoA-Oxidase 1, MG 74kDa. Ideal für die Forschung an Stoffwechsel- und Peroxisomalerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACOX1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AOX, ACOX, SCOX, MITCH, PALMCOX, ACOX1
Spezies	Mensch
GenID	51
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem ACOX1 (NP_004026.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15067
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel