

Anti-Acox2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99424

Artikelnummer: CM0018399

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ACOX2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für Untersuchungen zur peroxisomalen Beta-Oxidation verzweigtkettiger Fettsäuren und zur Gallensäuresynthese. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem ACOX2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACOX2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BCOX; BRCOX; CBAS6; THCCox; BRCACOX; ACOX2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8309
Gen-ID	8309
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des humanen ACOX2 (NP_003491.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99424
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku