

Anti-Acox3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15254

Artikelnummer: CM0020660

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der spezifisch peroxisomale Acyl-Coenzym A Oxidase 3 (ACOX3) erkennt. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Stoffwechsel verzweigtkettiger Fettsäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACOX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACOX3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8310
Gen-ID	8310
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-100 des menschlichen ACOX3 (NP_001095137) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15254
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel