

Kaninchen-Poliklonale Anti-Acp1 (Lmw-Ptp) Antikörper Für Wb Und Elisa - P24666

Artikelnummer: CM0019546



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ACP1 (LMW-PTP, HAAP). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung der Phosphotyrosin-Proteinphosphatase-Aktivität und verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	52
GenID	52
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 15-144 von humanem ACP1 (NP_004291.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24666
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel