

Anti-Acp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24666

Artikelnummer: CM0016364



Einführung

Anti-ACP1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem ACP1 (18 kDa). Ideal zur Untersuchung der Tyrosinphosphorylierung und der Aktivität von sauren Phosphatasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACP1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	52
Gen-ID	52
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-158 des humanen ACP1 (NP_009030.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P24666
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku