


Anti-Acp5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P13686

Artikelnummer: CM0024112



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane tartratresistente saure Phosphatase Typ 5 (ACP5/TRAP). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Knochenstoffwechsel-, Osteoklasten-Forschung und Leukämie-Biomarker-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	54
Gen-ID	54
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 76-325 von humanem ACP5 (NP_001602.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13686
Protein-Gewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel