

Anti-Acrv1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26436

Artikelnummer: CM0026288

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACRV1 (SP-10), ein akrosomales Protein, das für die Spermienfunktion essentiell ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Reproduktionsbiologie und die Entwicklung von Unfruchtbarkeitsdiagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACRV1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-265 von humanem ACRV1 (NP_001603.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P26436
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eistasche