

Anti-Acsf3 Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q4G176

Artikelnummer: CM0019415

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACSF3 (Malonat-CoA-Ligase), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zur intramitochondrialen Fettsäuresynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSF3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ACSF3; Mitglied der Acyl-CoA-Synthetase-Familie 3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	197322
Gen-ID	197322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 370-576 des humanen ACSF3 enthält (NP_777577.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q4G176
Proteinmasse	64 kDa
Versand	Eisbeutel