

Polyklonaler Anti-Acsl1-Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc - P33121

Artikelnummer: CM0020257

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ACSL1, validiert für WB, IP, IF/ICC in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Fettsäurestoffwechsels und der Lipidsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACS1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2; ACSL1
Art	Mensch
GeneID	2180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 46-145 des humanen ACSL1 (NP_001986.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33121
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Kühlakku