

Anti-Acs11 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33121

Artikelnummer: CM0012295

Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf humanes ACSL1 abzielt. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des langkettigen Fettsäurestoffwechsels und der Lipidsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	ACSL1, LACS, FA1L1, FA1L2, LACS1, LACS2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2180
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 598-698 von humanem ACSL1 (NP_001986.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33121
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel