

Anti-Acs11. Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33121

Artikelnummer: CM0021610

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ACSL1 (Long-Chain-Fatty-Acid-CoA Ligase 1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Erforschung der Fettsäureaktivierung, des Lipidstoffwechsels und von Krankheitsmechanismen des Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACSL1; ACS1; FACL1; FACL2; LACS; LACS1; LACS2; Long-Chain-Fatty-Acid-CoA Ligase 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2180
GenID	2180
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P33121
Proteingewicht	76kDa/77kDa
Versand	Eisbeutel