

Anti-Acs1 Rabbit Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, Elisa - P33121

Artikelnummer: CM0007553

Einführung

ACSL1 Rabbit PolymAb® ist ein monoklonaler Antikörper, der für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA validiert wurde. Erkennt humanes, murines und ratten-ACSL1, eine langkettige Fettsäure-CoA-Ligase, die am Lipidstoffwechsel beteiligt ist. Ideal für Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL1 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ACS1; LACS; FAC1; FAC2; LACS1; LACS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2180
GeneID	2180
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ACSL1 (NP_001986.2) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P33121
Protein-Gewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel