

Anti-Acsl3 Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95573

Artikelnummer: CM0016890

Einführung

ACSL3 Kaninchen pAb validiert für WB, IHC-P, ELISA; detektiert endogenes ACSL3 in Mensch, Maus und Ratte. Langkettige-Fettsäure-CoA-Ligase 3, ein Schlüsselenzym im Lipidmetabolismus und der VLDL-Bildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2181
Gen-ID	2181
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 621-720 von menschlichem ACSL3 (NP_004448.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95573
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel