

Anti-AcsL3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95573

Artikelnummer: CM0003968

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen ACSL3, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Detektiert ein 80kDa Protein. Zielt auf Fettsäure-CoA-Ligase für Studien zum Lipidstoffwechsel ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2181
GenID	2181
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von menschlichem ACSL3 (NP_004448.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95573
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel