

Anti-AcsL4 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60488

Artikelnummer: CM0026993

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ACSL4, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Zielmolekül ist ACSL4, ein Schlüsselenzym bei der Aktivierung langkettiger Fettsäuren und der Ferroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Spezies	Human
GeneID (Human)	2182
GeneID	2182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 42-321 des humanen ACSL4 (NP_075266.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60488
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel