

Anti-AcsL5 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9ULc5

Artikelnummer: CM0017116

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACSL5, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ACSL5. Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und von Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51703
Immunogen	Rekombinantes Protein / rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 500-739 des humanen ACSL5 (NP_057318.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULC5
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku