

Anti-AcsL5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULc5

Artikelnummer: CM0013341

Einführung

Hochwertiger ACSL5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Fettsäurestoffwechsels und der Lipidsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51703
GeneID	51703
Immunogen	Rekombinantes Protein (Aminosäuren 500-739 von humanem ACSL5)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULC5
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel