

Anti-AcsL6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uku0

Artikelnummer: CM0027059

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACSL6, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt endogen exprimiertes Protein in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Studien zum Stoffwechsel langkettiger Fettsäuren und zur Hirnlipidsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSL6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACS2; FACL6; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
Spezies	Human
GeneID (Human)	23305
GeneID	23305
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 383-622 von humanem ACSL6 (NP_001192180.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKU0
Protein-Gewicht	78kDa
Versand	Eistasche