


Anti-Acsm2A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08Ah3

Artikelnummer: CM0014125



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ACSM2A gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialer Fettsäurestoffwechsel und Xenobiotika-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSM2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	123876
GenID	123876
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 418-577 von menschlichem ACSM2A (NP_001295101.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08AH3
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel