

Anti-Acsm3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53Fz2

Artikelnummer: CM0019788

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ACSM3, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Erforschung des Fettsäurestoffwechsels und mitochondriale Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SA; SAH; ACSM3
Spezies	Human
Gen-ID	6296
Immunogen	synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q53FZ2
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel