

## Anti-Acsm5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Nun0

Artikelnummer: CM0020966

### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ACSM5 (MACS3), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung des Fettsäurestoffwechsels, der Lipidakkumulation und der mitochondrialen Funktion in Nieren- und Lebergewebe.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ACSM5 Kaninchen pAb                                                                                                                              |
| Anmerkungen/Alias | Acsm5; ACSM5; MACS3                                                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                                            |
| Gen-ID (Human)    | 54988                                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 54988                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 27-130 von humanem ACSM5 (NP_001311300.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                            |
| SWISS             | Q6NUN0                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 64 kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                        |