


Anti-Acss1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nub1

Artikelnummer: CM0013785



Einführung

Kaninchen Anti-ACSS1 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten ACSS1. Für Acetyl-CoA-Stoffwechsel, Ketogenese und mitochondriale Forschung. Ideal zum Studium der Acetatverwertung, des Kurzkettigen-Fettsäure-Stoffwechsels und der Thermogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ACSS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACAS2L; ACECS1; AceCS2L; ACSS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	84532
GeneID	84532
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-689 von humanem ACSS1 (NP_115890.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NUB1
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel