

Anti-Acss2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr19

Artikelnummer: CM0016114

Einführung

ACSS2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte und targetiert Acetyl-CoA-Synthetase 2 (~79 kDa). Ideal für metabolische und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1, ACSS2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55902
GeneID	55902
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 462-701 des menschlichen ACSS2 (NP_061147.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NR19
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel