

Anti-Acss2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr19

Artikelnummer: CM0002631

Einführung

Validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ACSS2 (Acetyl-CoA-Synthetase 2) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt Maus- und Ratten-ACSS2. Ideal für die Untersuchung der metabolischen Regulation, Autophagie und Krebs-Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dj1161H23.1; ACSS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55902
Gen-ID	55902
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem ACSS2 (Q9NR19) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NR19
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel