

Anti-Acss2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr19

Artikelnummer: CM0026350

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ACSS2 (Acetyl-CoA-Synthetase 2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA.

Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte.

Geeignet für Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dJ1161H23.1; ACSS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	55902
GeneID	55902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 462-701 von humanem ACSS2 (NP_061147.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR19
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel