

Polyklonaler Anti-Acss3-Kaninchenantikörper Für Wb Und Elisa - Q9H6R3

Artikelnummer: CM0015650

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ACSS3 (Mitglied 3 der Familie der kurzkettigen Acyl-CoA-Synthetasen, mitochondrial), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACSS3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACSS3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	79611
GeneID	79611
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-280 des humanen ACSS3 (NP_078836.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H6R3
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel