


Polyclonaler Antikörper Gegen Activator Protein 2 (Ap-2/Tfap2A) Für Wb, Elisa - P05549

Artikelnummer: CM0016861



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor AP-2-alpha (TFAP2A). Für WB und ELISA validiert. Ideal für die Forschung in der Entwicklungsbiologie und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Activator Protein 2 (AP-2/TFAP2A) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator Protein 2 (AP-2/TFAP2A)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7020
GeneID	7020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-200 des menschlichen Activator Protein 2 (AP-2/TFAP2A) (NP_003211.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05549
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku