


Anti-Aktive Caspase-3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42574

Artikelnummer: CM0002467



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen aktive Caspase-3 (CPP32, SCA-1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA in menschlichen Proben. Ideal für Apoptoseforschung. Reagiert mit Human. Molekulargewicht 32 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	aktive Caspase-3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Aktive Caspase-3
Spezies	Human
GenID (Mensch)	836
GenID	836
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CASP3 (P42574) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P42574
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel