


Anti-Actl6A-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Artikelnummer: CM0012231



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ACTL6A (BAF53A), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Chromatin-Remodellierung, Neurogenese und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ACTL6A-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	86
GeneID	86
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 201-290 des humanen ACTL6A (O96019) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O96019
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku