


Anti-Actl6A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Artikelnummer: CM0026610



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ACTL6A (BAF53A), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Human, Maus, Ratte. Ideal für die Chromatin-Remodellierung und Neurogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTL6A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	86
Gen-ID	86
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 30-120 von humanem ACTL6A (NP_004292.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O96019
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel