

Anti-Actl6B Polyklonaler Antikörper (Baf53B) Für Wb/Ihc/If/Elisa - O94805

Artikelnummer: CM0025789

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches ACTL6B (BAF53B), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Forschung zu Chromatin-Remodellierung und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTL6B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNalpha; ACTL6B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51412
Gen-ID	51412
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von menschlichem ACTL6B (NP_057272.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94805
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel