


Anti-Actn1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Artikelnummer: CM0017109



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Alpha-Actinin-1 (ACTN1).

Validiert für WB, IHC-P und ELISA;

Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zu Zytoskelett, Zelladhäsion und T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BDPLT15; ACTN1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	87
GeneID	87
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-330 des humanen ACTN1 (NP_001123477.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P12814
Proteingewicht	103 kDa
Versand	Eisbeutel