


Anti-Actn2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If-P, Elisa - P35609

Artikelnummer: CM0005516



Einführung

Anti-ACTN2 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA an humanen, murinen und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der Sarkomerstruktur und Muskelerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTN2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOCOZ, ACTN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	88
Gen-ID	88
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ACTN2 (P35609) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35609
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel