


Anti-Actn2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35609

Artikelnummer: CM0028076



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ACTN2 (Alpha-Aktinin-2). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Muskelbiologie und Kardiomyopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ACTN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOC0Z; ACTN2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	88
GenID	88
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem ACTN2 (NP_001094.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35609
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel